

QUICK VISION シリーズ ハロゲンランプ一覽

概要

QUICK VISIONシリーズに使用しているハロゲンランプのパーツNo.についてご紹介いたします。

本内容につきましては、測定機付属の『QUICK VISION Series ユーザーズマニュアル(ハードウェアガイド)』に同様の記載がございます、ご一読ください。

※注記

ハロゲンランプは非常に高温になります、交換に際しては十分冷却を行った後に交換作業を行ってください。

※注記

ハロゲンランプのミラー面・フィラメント部に直接触れないでください。
ハロゲンランプの寿命が縮まる原因となります。

QV 第1世代(製造年1995年～2002年の機種)

パーツNo.	品名	対称	備考
236047	ハロゲンランプ(12V30W)	垂直落射照明	
236047	ハロゲンランプ(12V30W)	透過照明	
215390	ハロゲンランプ(21V150W)	PRL照明	
215390	ハロゲンランプ(21V150W)	LI-Hモニタモニタユニット照明用	
C521-020	ハロゲンランプ(12V100W)	LI-Hモニタモニタユニット照明用	LI-H115(回転駆動タイプ)

※注記

上記には廃止品が含まれております、下表現行品に置き換えて参照ください

廃止品		現行品
02APP557	⇒	C521-001
236047	⇒	C521-002
215390	⇒	C521-003

QV 第2世代(製造年2002年～2007年 型式の中に『B』の表記がある機種)

パーツNo.	品名	対称	備考
02APP557	ハロゲンランプ(12V20W)	垂直落射照明	
236047	ハロゲンランプ(12V30W)	透過照明	
215390	ハロゲンランプ(21V150W)	垂直落射照明	Zoomレンズ仕様
215390	ハロゲンランプ(21V150W)	リングファイバ照明	
215390	ハロゲンランプ(21V150W)	P.R.L照明	
215390	ハロゲンランプ(21V150W)	LI-HUモニタユニット照明用	

※注記

上記には廃止品が含まれております、下表現行品に置き換えて参照ください

廃止品		現行品
02APP557	⇒	C521-001
236047	⇒	C521-002
215390	⇒	C521-003

QV 第3世代(製造年2007年～2014年 型式の末尾に『C』の表記がある機種)

パーツNo.	品名	対称	備考
C521-001	ハロゲンランプ(12V20W)	垂直落射照明	
C521-002	ハロゲンランプ(12V30W)	透過照明	
C521-003	ハロゲンランプ(21V150W)	PRL照明	
C521-003	ハロゲンランプ(21V150W)	垂直落射照明	Zoomレンズ仕様
C521-003	ハロゲンランプ(21V150W)	LI-H1015Uモニタユニット照明用	
02AKR943	ハロゲンランプ(12V50W)	QVH3専用 CHR コントローラ	

QV 第4世代(製造年2014年以降 型式の末尾に『D』の表記がある機種)

パーツNo.	品名	対称	備考
C521-001	ハロゲンランプ(12V20W)	垂直落射照明	
C521-002	ハロゲンランプ(12V30W)	透過照明	
C521-003	ハロゲンランプ(21V150W)	PRL照明	
C521-003	ハロゲンランプ(21V150W)	垂直落射照明	Zoomレンズ仕様
C521-003	ハロゲンランプ(21V150W)	WLI垂直落射照明	WLI光学ヘッド部
C521-003	ハロゲンランプ(21V150W)	LI-H1015Uモニタユニット照明用	

上記内容でご不明点が解消しない場合はお手数ですが弊社カスタマーサポートセンターまでご連絡をお願いいたします

ミットヨ・カスタマーサポートセンター

050-3786-3214